

Éprouvettes graduées à base hexagonale classe B, marquage ISI

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Graduation (mL)	Tolérance ($\pm$ ml)	Conditionnement
631B/1	5	0.1	0.1	1
631B/2	10	0.2	0.2	1
631B/3	25	0.5	0.5	1
631B/4	50	1.0	1.0	1
631B/5	100	1.0	1.0	1
631B/6	250	2.0	2.0	1
631B/7	500	5.0	5.0	1
631B/8	1000	10.0	10.0	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES