

Éprouvettes graduées à base ronde classe A, marquage ISI, avec certificat NABL

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Graduation (mL)	Tolérance ($\pm$ ml)	Conditionnement
634/1	5	0.1	0.05	1
634/2	10	0.2	0.10	1
634/3	25	0.5	0.25	1
634/4	50	1.0	0.50	1
634/5	100	1.0	0.50	1
634/6	250	2.0	1.00	1
634/7	500	5.0	2.50	1
634/8	1000	10.0	5.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES