

# Fioles jaugées ambrées classe A, marquage ISI, avec certificat NABL

Réf. : —



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| N° de catalogue | Capacité (mL) | Col   | Tolérance ( $\pm$ ml) | Conditionnement |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 638/1           | 25            | 10/19 | 0.04                  | 1               |
| 638/2           | 50            | 12/21 | 0.06                  | 1               |
| 638/3           | 100           | 14/23 | 0.10                  | 1               |
| 638/4           | 200           | 14/23 | 0.15                  | 1               |
| 638/5           | 250           | 14/23 | 0.15                  | 1               |
| 638/6           | 500           | 19/26 | 0.25                  | 1               |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES