

Fioles jaugées ambrées classe A, marquage ISI

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Col	Tolérance ($\pm$ ml)	Conditionnement
637/1	25	10/19	0.04	1
637/2	50	12/21	0.06	1
637/3	100	14/23	0.10	1
637/4	200	14/23	0.15	1
637/5	250	14/23	0.15	1
637/6	500	19/26	0.25	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES