

Fioles jaugées classe A, marquage ISI, avec certificat NABL

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Col	Tolérance ($\pm$ ml)	Conditionnement
636/1	25	10/19	0.04	1
636/2	50	12/21	0.06	1
636/3	100	14/23	0.10	1
636/4	200	14/23	0.15	1
636/5	250	14/23	0.15	1
636/6	500	19/26	0.25	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES