

Fioles jaugées classe A, marquage ISI

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Col	Tolérance ($\pm$ ml)	Conditionnement
635/1	25	10/19	0.04	1
635/2	50	12/21	0.06	1
635/3	100	14/23	0.10	1
635/4	200	14/23	0.15	1
635/5	250	14/23	0.15	1
635/6	500	19/26	0.25	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES