


Fioles jaugées classe B, marquage ISI

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Col	Tolérance ($\pm$ ml)	Conditionnement
635B/1	25	10/19	0.08	1
635B/2	50	12/21	0.12	1
635B/3	100	14/23	0.20	1
635B/4	200	14/23	0.30	1
635B/5	250	14/23	0.30	1
635B/6	500	19/26	0.50	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES