

Pipettes jaugées à un trait classe A, marquage ISI, avec certificat NABL

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Tolérance ($\pm$ ml)	Conditionnement
648/1	2	0.010	10
648/2	5	0.015	10
648/3	10	0.020	10
648/4	20	0.030	10
648/5	25	0.030	10
648/6	50	0.050	10
648/7	100	0.080	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES