

Filtres seringue MCE non stériles

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Diamètre (mm)	Seuil de filtration (µm)	Conditionnement
OM314-020	4	0.20	100
OM314-045	4	0.45	100
OM315-020	13	0.20	100
OM315-045	13	0.45	100
OM316-020	25	0.20	100
OM316-045	25	0.45	100
OM317-020	33	0.20	50
OM317-045	33	0.45	50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES