


Éprouvette graduée à embase ronde / bocal à hydromètre

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Graduation (ml)	Tolérance (ml)	Conditionnement
83/1	5	0.1	0.05	1
83/2	10	0.2	0.10	1
83/3	25	0.5	0.25	1
83/4	50	1.0	0.50	1
83/5	100	1.0	0.50	1
83/5A	150	1.0	0.50	1
83/6	250	2.0	1.00	1
83/7	500	5.0	2.50	1
83/8	1000	10.0	5.00	1
83/9	2000	20.0	10.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES