


Éprouvette graduée, embase ronde, avec bouchon, classe A

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Graduation (ml)	Tolérance (ml)	Taille de bouchon	Conditionnement
86/1	5	0.1	0.05	10/19	1
86/2	10	0.2	0.10	10/19	1
86/3	25	0.5	0.25	14/23	1
86/4	50	1.0	0.50	14/23	1
86/5	100	1.0	0.50	19/26	1
86/5A	150	1.0	0.50	19/26	1
86/6	250	2.0	1.00	24/29	1
86/7	500	5.0	2.50	24/29	1
86/8	1000	10.0	5.00	34/35	1
86/9	2000	20.0	10.00	34/35	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES