


Éprouvette graduée, embase hexagonale, ASTM classe A

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Graduation (ml)	Tolérance (ml)	Conditionnement
76/1	5	0.1	0.05	1
76/2	10	0.2	0.10	1
76/3	25	0.5	0.17	1
76/4	50	1.0	0.25	1
76/5	100	1.0	0.50	1
76/6	250	2.0	1.00	1
76/7	500	5.0	2.00	1
76/8	1000	10.0	3.00	1
76/9	2000	20.0	6.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES