


Éprouvette graduée, embase hexagonale, classe A, certificat NABL

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Graduation (ml)	Tolérance (ml)	Bouchon	Conditionnement
79/1	5	0.1	0.05	10/19	1
79/2	10	0.2	0.10	10/19	1
79/3	25	0.5	0.25	14/23	1
79/4	50	1.0	0.50	14/23	1
79/5	100	1.0	0.50	19/26	1
79/6	250	2.0	1.00	24/29	1
79/7	500	5.0	2.50	24/29	1
79/8	1000	10.0	5.00	34/35	1
79/9	2000	20.0	10.00	34/35	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES