


Éprouvette graduée, embase hexagonale, ASTM classe A, certificat NABL

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Graduation (ml)	Tolérance (ml)	Conditionnement
77/1	5	0.1	0.05	1
77/2	10	0.2	0.10	1
77/3	25	0.5	0.17	1
77/4	50	1.0	0.25	1
77/5	100	1.0	0.50	1
77/6	250	2.0	1.00	1
77/7	500	5.0	2.00	1
77/8	1000	10.0	3.00	1
77/9	2000	20.0	6.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES