

Éprouvette graduée, embase hexagonale, classe A

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Graduation (ml)	Tolérance (ml)	Conditionnement
70/1	5	0.1	0.05	1
70/2	10	0.2	0.10	1
70/3	25	0.5	0.25	1
70/4	50	1.0	0.50	1
70/5	100	1.0	0.50	1
70/6	250	2.0	1.00	1
70/7	500	5.0	2.50	1
70/8	1000	10.0	5.00	1
70/9	2000	20.0	10.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES