


Éprouvette graduée, embase ronde, classe A, certificat NABL

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Graduation (ml)	Tolérance (ml)	Conditionnement
84/1	5	0.1	0.05	1
84/2	10	0.2	0.10	1
84/3	25	0.5	0.25	1
84/4	50	1.0	0.50	1
84/5	100	1.0	0.50	1
84/5A	150	1.0	0.50	1
84/6	250	2.0	1.00	1
84/7	500	5.0	2.50	1
84/8	1000	10.0	5.00	1
84/9	2000	20.0	10	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES