


Éprouvette graduée, embase ronde, classe B

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Graduation (ml)	Tolérance (ml)	Conditionnement
85/1	5	0.1	0.10	2
85/2	10	0.2	0.20	2
85/3	25	0.5	0.50	2
85/4	50	1.0	1.00	2
85/5	100	1.0	1.00	2
85/6	250	2.0	2.00	2
85/7	500	5.0	5.00	1
85/8	1000	10.0	10.00	1
85/9	2000	20.0	20.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES