

Thermomètres en verre à échelle négative

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Étendue	Résolution	Longueur totale	Conditionnement
3014	-50°C to +50°C	1.00	300	10
3029	-50°C to +50°C	1.00	450	10
3015	-50°C to +100°C	1.00	300	10
3030	-50°C to +100°C	1.00	450	10
3016	-100°C to +50°C	1.00	300	10
3031	-100°C to +50°C	1.00	450	10
3017	-100°C to +100°C	1.00	300	10
3032	-100°C to +100°C	1.00	450	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES