

Thermomètres en verre pour produits pétroliers, avec certificat NABL

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Étendue	Résolution	Longueur totale	Conditionnement
3001C	-10 to 50°C Mercury Filled	0.25(1/4)	300mm	10
3001AC	-10 to 50°C Mercury Free	0.25(1/4)	300mm	10
3002C	-10 to 50°C Mercury Filled	0.50(1/2)	300mm	10
3002AC	-10 to 50°C Mercury Free	0.50(1/2)	300mm	10
3003C	-20 to 102°C IP-64C Mercury Filled	0.20(1/5)	420mm	10
3003AC	-20 to 102°C IP-64C Mercury Free	0.20(1/5)	420mm	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES