


Pipette graduée type Mohr, classe B

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Graduation	Tolérance (mL)	Conditionnement
38/1	0.1	0.01	0.01	10
38/2	0.2	0.01	0.01	10
38/3	0.5	0.02	0.02	10
38/4	1	0.01	0.01	10
38/5	2	0.02	0.02	10
38/6	5	0.05	0.05	10
38/7	10	0.10	0.10	10
38/9	25	0.20	0.20	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES