

Pipette graduée type sérologique, classe A, certificat NABL

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Graduation	Tolérance ($\pm$ mL)	Conditionnement
34/1	0.1	0.01	0.006	10
34/2	0.2	0.01	0.006	10
34/3	0.5	0.02	0.006	10
34/4	1	0.01	0.007	10
34/6	2	0.02	0.01	10
34/8	5	0.05	0.03	10
34/10	10	0.10	0.05	10
34/12	25	0.20	0.10	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES