

Pipette graduée type sérologique, classe A

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Graduation	Tolérance ($\pm$ mL)	Conditionnement
33/1	0.1	0.01	0.006	10
33/2	0.2	0.01	0.006	10
33/3	0.5	0.02	0.006	10
33/4	1	0.01	0.007	10
33/6	2	0.02	0.01	10
33/8	5	0.05	0.03	10
33/10	10	0.10	0.05	10
33/12	25	0.20	0.10	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES