

Pipette graduée type sérologique, classe B

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Graduation	Tolérance ($\pm$ mL)	Conditionnement
35/1	0.1	0.01	0.01	10
35/2	0.2	0.01	0.01	10
35/4	1	0.01	0.01	10
35/5	2	0.02	0.02	10
35/6	5	0.05	0.05	10
35/7	10	0.10	0.10	10
35/9	25	0.20	0.20	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES