

Pipette jaugée à un trait, classe B

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Tolérance ($\pm$ mL)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
30/1	1	0.015	9	325	10
30/2	2	0.02	9	350	10
30/3	5	0.03	12	410	10
30/4	10	0.04	16	450	10
30/5	20	0.06	22	520	10
30/6	25	0.06	24	530	10
30/7	50	0.10	36	550	10
30/8	100	0.15	38	600	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES