

Thermomètre de précision en verre, avec certificat NABL

Réf. : -

photo

SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Étendue	Résolution	Longueur totale	Conditionnement
3033C	-10°C to 50°C Mercury Filled	0.2	450	10
3034C	-10°C to 50°C Mercury Filled	0.1	450	10
3034AC	-10°C to 50°C Mercury Free Blue Liquid	0.2	450	10
3034BC	-10°C to 50°C Mercury Free Blue Liquid	0.1	450	10
3025C	-10°C to 50°C Alcohol Filled	0.2	450	10
3026C	-10°C to 50°C Alcohol Filled	0.1	450	10
3035C	-10°C to 110°C Mercury Filled	0.2	450	10
3036C	-10°C to 110°C Mercury Filled	0.1	450	10
3035AC	-10°C to 110°C Mercury Free Blue Liquid	0.2	450	10
3036AC	-10°C to 110°C Mercury Free Blue Liquid	0.1	450	10
3027C	-10°C to 110°C Alcohol Filled	0.2	450	10
3028C	-10°C to 110°C Alcohol Filled	0.1	450	10
3036/1C	-10°C to 250°C Mercury Filled	1.00	450	10
3036A/1C	-10°C to 250°C Mercury Free Blue Liquid	1.00	450	10
3036/2C	-10°C to 360°C Mercury Filled	2.00	450	10

