

Thermomètre de précision en verre

Réf. : –

photo

SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Étendue	Résolution	Longueur totale	Conditionnement
3033	-10°C to 50°C Mercury Filled	0.2	450	10
3034	-10°C to 50°C Mercury Filled	0.1	450	10
3034A	-10°C to 50°C Mercury Free Blue Liquid	0.2	450	10
3034B	-10°C to 50°C Mercury Free Blue Liquid	0.1	450	10
3025	-10°C to 50°C Alcohol Filled	0.2	450	10
3026	-10°C to 50°C Alcohol Filled	0.1	450	10
3035	-10°C to 110°C Mercury Filled	0.2	450	10
3036	-10°C to 110°C Mercury Filled	0.1	450	10
3035A	-10°C to 110°C Mercury Free Blue Liquid	0.2	450	10
3036A	-10°C to 110°C Mercury Free Blue Liquid	0.1	450	10
3027	-10°C to 110°C Alcohol Filled	0.2	450	10
3028	-10°C to 110°C Alcohol Filled	0.1	450	10
3036/1	-10°C to 250°C Mercury Filled	1.00	450	10
3036A/1	-10°C to 250°C Mercury Free Blue Liquid	1.00	450	10
3036/2	-10°C to 360°C Mercury Filled	2.00	450	10

