

# Filtres seringue PTFE hydrophiles non stériles avec préfiltre en microfibre de verre

Réf. : –



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| N° de catalogue | Diamètre (mm) | Seuil de filtration (µm) | Conditionnement |
|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| OM384-020       | 13            | 0.20                     | 100             |
| OM384-045       | 13            | 0.45                     | 100             |
| OM385-020       | 25            | 0.20                     | 100             |
| OM385-045       | 25            | 0.45                     | 100             |
| OM386-020       | 33            | 0.20                     | 50              |
| OM386-045       | 33            | 0.45                     | 50              |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES