

Filtres seringue PTFE hydrophiles stériles avec préfiltre en microfibre de verre

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Diamètre (mm)	Seuil de filtration (µm)	Conditionnement
OM381-020	13	0.20	100
OM381-045	13	0.45	100
OM382-020	25	0.20	50
OM382-045	25	0.45	50
OM383-020	33	0.20	50
OM383-045	33	0.45	50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES