

# Filtres seringue PTFE hydrophobes stériles avec préfiltre en microfibre de verre

Réf. : —



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| N° de catalogue | Diamètre (mm) | Seuil de filtration (µm) | Conditionnement |
|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| OM375-020       | 13            | 0.20                     | 100             |
| OM375-045       | 13            | 0.45                     | 100             |
| OM376-020       | 25            | 0.20                     | 50              |
| OM376-045       | 25            | 0.45                     | 50              |
| OM377-020       | 33            | 0.20                     | 50              |
| OM377-045       | 33            | 0.45                     | 50              |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES