

Capsule filtrante PuriCap™ PVDF-PS hydrophobe

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Dimensions (pouce)	Seuil de filtration (µm)	Préfiltre (µm)	Surface filtrante (cm ²)	Conditionnement
OM556-02-02	2	0.20	–	500	1
OM556-05-02	5	0.20	–	1000	1
OM556-08-02	8	0.20	–	2000	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES