

Filtres seringue PVDF stériles avec préfiltre en microfibre de verre

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Diamètre (mm)	Seuil de filtration (µm)	Conditionnement
OM363-020	13	0.20	100
OM363-045	13	0.45	100
OM364-020	25	0.20	50
OM364-045	25	0.45	50
OM365-020	33	0.20	50
OM365-045	33	0.45	50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES