

Filtres seringue PVDF stériles

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Diamètre (mm)	Seuil de filtration (µm)	Conditionnement
OM277-020	4	0.20	100
OM277-045	4	0.45	100
OM278-020	13	0.20	100
OM278-045	13	0.45	100
OM279-020	25	0.20	50
OM279-045	25	0.45	50
OM280-020	33	0.20	50
OM280-045	33	0.45	50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES