

Flacon à réactif en verre ambré, bouchon GL 80

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Filetage	Ø extérieur (mm) (approx.)	Hauteur (approx.)	Conditionnement
266/1	250	GL 80	95	110	10
266/2	500	GL 80	101	153	6
266/3	1000	GL 80	101	223	1
266/4	2000	GL 80	136	253	1
266/5	5000	GL 80	182	315	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES