

# Distillateur d'eau simple étage

Réf. : -



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| N° de catalogue | Débit (mL) | Cooling Water Consumption (ltr/hr) | Puissance (kW) |
|-----------------|------------|------------------------------------|----------------|
| 219/1           | 2.5 ltr/hr | 35 ltr/hr                          | 2.0 KW         |
| 219/2           | 5 ltr/hr   | 65 ltr/hr                          | 4.4 KW         |
| 219/3           | 10 ltr/hr  | 120 ltr/hr                         | 9.0 KW         |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES