

Chaufe-ballons de recharge avec résistances

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité (ml)	Puissance (W)	Conditionnement
526/12	50	60	1
526/13	100	60	1
526/14	250	150	1
526/15	500	200	1
526/16	1000	300	1
526/17	2000	450	1
526/18	3000	450	1
526/19	5000	600	1
526/20	10000	2 x 600	1
526/21	20000	2 x 600	1
526/22	50000	6 x 600	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES