

Flacon à densité (pycnomètre), classe A

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Tolérance ($\pm$ mL)	Ø extérieur (mm) (approx.)	Hauteur (approx.)	Conditionnement
249/2	10	0.3	28	47	2
249/4	25	0.8	38	49	2
249/5	50	1.0	49	66	2
249/6	100	3.0	56	88	2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES