

Densimètre en verre usage général, avec certificat NABL

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Étendue de densité
2025C	0.600-0.800 Sp. Gr
2026C	0.800-1.000 Sp. Gr
2027C	1.000-1.200 Sp. Gr
2028C	1.200-1.400 Sp. Gr
2029C	1.400-1.600 Sp. Gr
2030C	1.600-1.800 Sp. Gr
2031C	1.800-2.000 Sp. Gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES