

Densimètre en verre à échelle de densité, avec certificat NABL

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Étendue de densité
2046C	0.600 – 0.650 Sp.Gr.
2047C	0.650 – 0.700 Sp.Gr.
2048C	0.700 – 0.750 Sp.Gr.
2049C	0.750 – 0.800 Sp.Gr.
2050C	0.800 – 0.850 Sp.Gr.
2051C	0.850 – 0.900 Sp.Gr.
2052C	0.900 – 0.950 Sp.Gr.
2053C	0.950 – 1.000 Sp.Gr.
2054C	1.000 – 1.050 Sp.Gr.
2055C	1.050 – 1.100 Sp.Gr.
2056C	1.100 – 1.150 Sp.Gr.
2057C	1.150 – 1.200 Sp.Gr.
2058C	1.200 – 1.250 Sp.Gr.
2059C	1.250 – 1.300 Sp.Gr.
2060C	1.300 – 1.350 Sp.Gr.

N° de catalogue	Étendue de densité
2061C	1.350 – 1.400 Sp.Gr.
2062C	1.400 – 1.450 Sp.Gr.
2063C	1.450 – 1.500 Sp.Gr.
2064C	1.500 – 1.550 Sp.Gr.
2065C	1.550 – 1.600 Sp.Gr.
2066C	1.600 – 1.650 Sp.Gr.
2067C	1.650 – 1.700 Sp.Gr.
2068C	1.700 – 1.750 Sp.Gr.
2069C	1.750 – 1.800 Sp.Gr.
2070C	1.800 – 1.850 Sp.Gr.
2071C	1.850 – 1.900 Sp.Gr.
2072C	1.900 – 1.950 Sp.Gr.
2073C	1.950 – 2.000 Sp.Gr.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES