

Rodage sphérique : rotule, coupelle et pince

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Dimensions	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)
602/1	S-13 Capillary	2	7.5
602/2	S-13 Tube	5	8
602/3	S-19	9	13
602/4	S-29	16	20
602/5	S-35	22	26
602/6	S-41	28	32
602/7	S-51	33	38

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES