

Statif rectangulaire

Réf. : –



SPECIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Dimensions du statif	Tige (L × Ø, mm)	Conditionnement
347/1	150×100	950 x 10	2
347/2	175×125	600 x 12.5	2
347/3	200×125	600 x 12.5	2
347/4	200×125	600 x 12	2
347/5	225×150	750 x 12	2
347/6	250×150	600 x 12	2
347/7	250×200	750 x 12	2
347/8	300×175	900 x 12	2
347/9	250×150	750 x 12	2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES