

Boîtes distributrices Steriguard™ pour membranes

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Membrane	Modèle	Applications	Diamètre (mm)	Seuil de filtration (µm)	Conditionnement
OM581-1	CN	SGC1	Ampoules and Collapsible Bags	47	0.45	1
OM581-2	CN	SGC2	Soluble Powder in Vials	47	0.45	1
OM581-3	CN	SGC3	Liquid in Small Vials	47	0.45	1
OM582-1	Nylon	SGN1	Ampoules and Collapsible Bags	47	0.45	1
OM582-2	Nylon	SGN2	Soluble Powder in Vials	47	0.45	1
OM582-3	Nylon	SGN3	Liquid in Small Vials	47	0.45	1
OM583-1	PVDF	SGPV1	Ampoules and Collapsible Bags	47	0.45	1
OM583-2	PVDF	SGPV2	Soluble Powder in Vials	47	0.45	1
OM583-3	PVDF	SGPV3	Liquid in Small Vials	47	0.45	1

N° de catalogue	Stérilité
OM581-1	EOS/GS

