


Tube à essai en verre ambré, avec rodage et bouchon

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Ø extérieur × longueur (mm)	Capacité ±ml	Type de fond	Conditionnement
280/1	13×100	5	10/19	100
280/2	15×125	10	12/21	100
280/3	18×150	20	14/23	100
280/4	25×150	25	19/26	100
280/5	25×200	50	19/26	100
280/6	32×200	100	24/29	50
280/7	38×200	150	24/29	50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES