

Tube à essai réutilisable, fond rond, sans bord

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Ø extérieur × longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Conditionnement
281A/1	3	10×75	1	100
281A/2	5	12×75	1	100
281A/3	7	12×100	1	100
281A/4	13	15×125	1.2	100
281A/5	15	15×150	1.2	100
281A/6	27	18×150	1.2	100
281A/7	38	25×100	1.2	100
281A/8	55	25×150	1.2	100
281A/9	70	25×200	1.2	100
281A/10	100	32×200	1.4	50
281A/11	150	38×200	1.4	50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES