

Tube à essai à douille rodée

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Ø extérieur × longueur (mm)	Capacité ±ml	Type de fond	Conditionnement
273/1	13×100	5	10/19	100
273/2	15×125	10	12/21	100
273/3	18×150	20	14/23	100
273/4	25×150	25	19/26	100
273/5	25×200	50	19/26	100
273/6	32×200	100	24/29	50
273/7	38×200	150	24/29	50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES