

# Tube de culture à fond plat

Réf. : –



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| N° de catalogue | Capacité (ml) | Ø extérieur × longueur (mm) | Conditionnement |
|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| 271/1           | 5             | 16×50                       | 100             |
| 271/2           | 10            | 25×50                       | 100             |
| 271/3           | 15            | 25×57                       | 100             |
| 271/4           | 30            | 25×95                       | 100             |
| 271/5           | 50            | 25×150                      | 100             |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES