

Tube de culture à fond rond

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Ø extérieur × longueur (mm)	Capacité (ml)	Conditionnement
269/1	16×75	5	100
269/2A	16×100	10	100
269/2	16×125	15	100
269/4	18×150	25	100
269/5	25×100	30	100
269/6	25×150	45	100
269/7	25×200	60	50
269/8	32×200	100	50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES