


Viscosimètre à niveau suspendu, forme raccourcie

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Dimensions	Nominal Constant	Étendue de viscosité [BS/IP SL(S)]	Étendue de viscosité [ASTM D 446]	Conditionnement
614/1	1	0.0008	0.8	1.05 to 1.05	1
614/2	2	0.003	1.1	2.1 to 3.0	1
614/3	3	0.01	2	308 to 10	1
614/4	4	0.03	6	6.0 to 30	1
614/5	5	0.1	20	20 to 100	1
614/6	6	0.3	60	60 to 300	1
614/7	7	1	200	200 to 1000	1
614/8	8	3	600	600 to 3000	1
614/9	9	10	2000	2000 to 10000	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES