


Viscosimètre à niveau suspendu

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Dimensions	Nominal Constant	Étendue de viscosité [BS/IP SL]	Étendue de viscosité [ASTM D 446]	Conditionnement
613/1	1	0.01	2	3.5 to 10	1
613/2	1A	0.03	6	6.0 to 30	1
613/3	2	0.1	20	20 to 100	1
613/4	2A	0.3	60	60 to 300	1
613/5	3	1	200	200 to 1000	1
613/6	3A	3	600	600 to 3000	1
613/7	4	10	2000	2000 to 10000	1
613/8	4A	30	6000	6000 to 30000	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES