


# Viscosimètre en U à écoulement inversé

Réf. : –



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| N° de catalogue | Dimensions | Nominal Constant | Étendue de viscosité [BS/IP/RF] | Étendue de viscosité [ASTM D 446] | Conditionnement |
|-----------------|------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 616/1           | 1          | 0.003            | 1.8                             | 0.9 to 3                          | 1               |
| 616/2           | 2          | 0.01             | 2                               | 2 to 10                           | 1               |
| 616/3           | 3          | 0.03             | 6                               | 6 to 30                           | 1               |
| 616/4           | 4          | 0.1              | 20                              | 20 to 100                         | 1               |
| 616/5           | 5          | 0.3              | 60                              | 60 to 300                         | 1               |
| 616/6           | 6          | 1                | 200                             | 200 to 1000                       | 1               |
| 616/7           | 7          | 3                | 600                             | 600 to 3000                       | 1               |
| 616/8           | 8          | 10               | 2000                            | 2000 to 10000                     | 1               |
| 616/9           | 9          | 30               | 6000                            | 6000 to 30000                     | 1               |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES