

Fiole jaugée col large, verre ambré, classe A, code couleur

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ML)	Col	Tolérance ($\pm$ ML)	Conditionnement
656/1	10	14/23	0.04	1
656/2	20	14/23	0.06	1
656/3	25	14/23	0.06	1
656/4	50	14/23	0.10	1
656/5	100	19/26	0.10	1
656/6	200	19/26	0.15	1
656/7	250	19/26	0.15	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES